



うつ不安症例登録サイトご利用手引き

Ver1.1 2020年3月16日発行 株式会社テレマ



目次

- 1-1 : ログイン
- 1-2-1 : アカウント登録
- 1-2-2 : パスワード変更
- 1-3 : パスワード再発行
- 1-4 : 症例管理・選択
- 1-5-1 : 新規症例（スコア登録画面）
- 1-5-2 : うつ不安スコア登録（スコア登録画面）
- 1-5-3 : スコア登録画面入力ルール
- 1-5-4 : 症例削除
- 1-6-1 : スコアグラフ①
- 1-6-2 : スコアグラフ②
- 1-7 : 面談管理
- 1-8 : うつ不安スコア修正
- 1-9 : 面談情報の削除

1-1: ログイン



スマホ画面

PC画面

- 登録したメールアドレス、パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックすると、ログインができます。
- 「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックすると、パスワード再発行画面(1-3)が表示されます。
- 「初めての方はこちら」をクリックすると、アカウント登録画面(1-2-1)が表示されます。

1-2-1: アカウント登録



スマホ画面

The smartphone screen displays the 'アカウント登録' (Account Registration) form. It includes fields for 'メールアドレス' (Email Address) and '職種・資格' (Occupation/Qualification). Below these is a CAPTCHA image showing '26+7='. A checkbox for '個人情報収集の許諾同意' (Consent to personal information collection) is present. At the bottom, there is a disclaimer about the research project 'うつ不安スコアの医療者登録データベース研究' and the Chiba University School of Medicine Research Institute. The footer contains the copyright notice: 'Copyright (C) 2010 - 2019 Chiba University All Rights Reserved.'

PC画面

The PC screen displays the 'アカウント登録' (Account Registration) form. It includes fields for 'メールアドレス' (Email Address) and '職種・資格' (Occupation/Qualification). Below these is a CAPTCHA image showing '19+5='. A checkbox for '個人情報収集の許諾同意' (Consent to personal information collection) is present. At the bottom, there is a disclaimer about the research project 'うつ不安スコアの医療者登録データベース研究' and the Chiba University School of Medicine Research Institute. The footer contains the copyright notice: 'Copyright (C) 2010 - 2019 Chiba University All Rights Reserved.'

アカウントを新規登録する場合は、こちらの画面を使用します。
ログイン画面(1-1)の「初めての方はこちら」をクリックすると表示されます。
※「system@tsbuan.chiba-u.jp」からのメールを受信できるように設定をお願い致します。

- ・ メールアドレスは本システムに登録されていないアドレスのみ登録可能です。
- ・ 上記の入力内容を確認した後に、「アカウントを登録する」ボタンをクリックすると、アカウント登録が完了し、メール送信完了画面が表示されます。
また、登録したメールアドレス宛に、アカウント登録完了を通知するメールが送信されます。
- ・ アカウント登録完了通知メールには、**ログイン画面のURL・登録したメールアドレス・仮パスワード**が記載されています。
こちらの内容を用い、ログインをしてください。
- ・ 「戻る」ボタンをクリックすると、ログイン画面(1-1)が表示されます。

1-2-2: パスワード変更



スマホ画面

PC画面

アカウント新規登録後の初回ログインまたはパスワード再発行後の初回ログインを行うと、パスワード変更画面が表示されます。

- 新パスワードを入力した後に「ログイン」ボタンをクリックすると、パスワードが新パスワードに更新され、ログインが完了します。
- 「戻る」ボタンをクリックすると、ログイン画面(1-1)が表示されます。

1-3: パスワード再発行



スマホ画面

The smartphone screen displays the password reset form. At the top is a red header with a white heart icon. Below it, the text 'パスワード再発行' (Password Reset) is shown in red. Underneath is the label 'メールアドレス' (Email Address) in black. A white text input field is provided for the email address. Below the input field are two buttons: a red '送信する' (Send) button and a grey '戻る' (Back) button. The background of the screen is light yellow with faint pink heart patterns. At the very bottom, a small copyright notice reads 'Copyright (C) 2010 - 2019 Chiba University All Rights Reserved.'

PC画面

The PC screen displays the password reset form. It features a red header with a white heart icon. The title 'パスワード再発行' (Password Reset) is in red. Below the title is the label 'メールアドレス' (Email Address) in black. A white text input field is provided for the email address. Below the input field are two buttons: a grey '戻る' (Back) button and a red '送信する' (Send) button. The background is light yellow with faint pink heart patterns. At the bottom, a small copyright notice reads 'Copyright (C) 2010 - 2019 Chiba University All Rights Reserved.'

パスワードを変更したい場合は、こちらの画面を使用します。
ログイン画面(1-1)の「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックすると表示されます。

- パスワード変更対象のアカウントのメールアドレスを入力し、「送信する」ボタンをクリックすると、メール送信完了画面が表示されます。
また、登録したメールアドレス宛に、仮パスワードが記載されているメールが送信されます。
こちらの内容を用い、ログインをしてください。
- 「戻る」ボタンをクリックすると、ログイン画面(1-1)が表示されます。



1-4：症例管理・選択

スマホ画面



PC画面



症例管理・選択画面は、ログインした医療者が登録した症例（患者様）の情報が表示されます。ログイン完了後に表示される画面です。こちらの画面では、以下の内容が表示されます。

- **症例番号**：症例の識別番号。数字をクリックすると、面談管理画面(1-7)が表示されます。
- **面談回数**：症例番号に紐づく面談回数。数字をクリックすると、スコアグラフ画面（1-6-1）が表示されます。
- **初回面談日**：症例番号に紐づく面談のうち、最も古い面談日
- **最終面談日**：症例番号に紐づく面談のうち、最も新しい面談日
- **性別、年齢、備考**：症例番号に紐づく面談のうち、最終面談日の登録内容
(※最終面談日が複数登録されている場合、最後に登録した内容)

1-5-1：新規症例（スコア登録画面）



スマホ画面

PC画面

新規症例（スコア登録画面）では、症例（患者様）と面談内容（スコア）が登録できます。

※「1-5-2：うつ不安スコア登録（スコア登録画面）」と同じ画面が表示されます。

- ・症例と面談内容を新規登録する場合は、症例管理・選択画面の「新規症例」ボタンをクリックして表示されるスコア登録画面で登録を行います。
- ・各入力内容を確認した上で登録ボタンをクリックすると、症例と面談内容の両方が登録されます。
- 「戻る」ボタンをクリックすると、症例管理・選択画面(1-4)が表示されます。
- ・作成された症例は削除できません。誤って症例を新規登録した場合、別の症例の情報に上書き（面談追加・スコア編集等）することでそのままお使いいただけます。

1-5-2：うつ不安スコア登録（スコア登録画面）



スマホ画面

PC画面

うつ不安スコア登録（スコア登録画面）では、登録済みの症例（患者様）の面談（スコア）を追加ができます。

※「1-5-1：新規症例（スコア登録画面）」と同じ画面が表示されます。

- ・登録済みの症例の面談を追加する場合は、症例管理・選択画面またはスコアグラフ画面の「うつ不安スコア登録」ボタンをクリックして表示されるスコア登録画面で登録を行います。
- ・各入力内容を確認した上で登録ボタンをクリックすると、選択された症例に紐づいた面談内容が追加登録されます。「戻る」ボタンをクリックすると、症例管理・選択画面(1-4)が表示されます。



1-5-3：スコア登録画面入力ルール


スコア登録の各入力欄における入力ルールは以下の内容です。

入力項目	必須/任意	入力可能な値	備考
番号（症例番号）	-	-	編集不可
性別	必須	男性/女性/その他	編集不可
年齢	必須	0~150の整数	
面談日	必須	任意の日付	
PHQ9スコア	任意	0~27までの数値	空欄の場合、0で登録
GAD7スコア	任意	0~21までの数値	空欄の場合、0で登録
認知行動療法	必須	個人(高強度)/個人(低強度)/集団	- 個人(高強度)を選択した場合、面談時間/1回のデフォルト値が50分に変更 - 個人(低強度)を選択した場合、面談時間/1回のデフォルト値が30分に変更 - 集団を選択した場合、変更なし
面談時間/1回	必須	10分~120分（10分間隔）	

1-5-4 : 症例削除



スマホ画面



PC画面



登録した症例の削除確認モーダルです。
削除確認モーダルには、症例管理・選択画面(1-4)で表示されている症例情報内容が表示されます。

- 「キャンセル」ボタンをクリックすると、症例の削除を行わずモーダルを閉じます。
- 「削除」ボタンをクリックすると、モーダルを閉じ、該当の症例が削除されます。

※症例を削除すると、その症例に紐づいている面談情報も併せて削除されます。
また、症例の削除や後述のうつ不安スコアの削除後のデータの復元は行えませんが、削除される場合は、十分に確認を行ってください。

1-6-1: スコアグラフ①



スマホ画面



最終面談日に登録された、
性別・年齢・備考が表示されます。

初回面談日～最終面談日が表示されます。

赤いグラフ：PHQ9を表します。
青いグラフ：GAD7を表します。

PC画面



グラフ表示単位切替ボタン…
「日単位」、「月単位」、「年単位」
のボタンを押すと、それぞれのグラフ
のX軸、Y軸が変更されます。(詳細は
次項参照)

グラフ表示切替ボタン…
クリック回数に応じてグラフ種別が変
更になります。(初期表示は分割)
「分割→積み上げ→PHQ9→GAD7」
と繰り返します。

スコアグラフ画面は、登録したPHQ9、GAD7のスコアの数値をグラフで確認できる画面です。
症例管理・選択画面(1-4)の面談回数の数字をクリックすると表示されます。

- ・ 「戻る」ボタンをクリックすると、症例管理・選択画面(1-4)が表示されます。
- ・ 「うつ不安スコア登録ボタン」をクリックすると、うつ不安スコア登録画面(1-5-2)が表示されます。



1-6-2：スコアグラフ②

スコアグラフ画面の「グラフ表示単位切り替えボタン」によって、グラフのX軸とY軸は以下のように変化します。

グラフ表示単位切り替えボタン	X軸(※1)	Y軸
日単位	YYYY/-m/-dまたは、YYYY/-m/-d(n)	1回の面談で登録されたスコアの値（整数値）
月単位	YYYY/-m	同月面談で登録されたスコアの平均値(※2)
年単位	YYYY	同年面談で登録されたスコアの平均値(※3)

※1 日付は0埋めなし


※2 小数点第一位まで表示（四捨五入）

※3 小数点第一位まで表示（四捨五入）

1-7：面談管理



スマホ画面



最終面談日に登録された年齢が表示されます。
(※最終面談日が複数登録されている場合、最後に登録した内容)

PC画面



登録した面談情報を削除する場合は、
この面談情報削除ボタンをクリック
すると、面談情報削除確認モーダル
(2-9)が表示されます。

選択した症例番号の各面談の詳細が確認や面談情報の修正や削除ができます。
この画面では、以下の内容が表示されます。

- 面談日：スコア登録で登録した面談日
 - PHQ-9：スコア登録で登録したPHQ9スコア
 - GAD-7：スコア登録で登録したGAD7スコア
 - ハートアイコン：スコア登録で登録した認知行動療法の値
 - 時計アイコン：スコア登録で登録した面談時間/1回の値
 - 備考：スコア登録で登録した備考の内容
-
- 「戻る」ボタンをクリックすると、症例管理・選択画面(1-4)が表示されます。
 - PHQ-9やGAD-7の数字をクリックすると、うつ不安スコア修正モーダル(1-8)が表示されます。
 - 「このスコアを削除」ボタンをクリックすると、面談情報の削除確認モーダル(1-9)が表示されます。



1-8：うつ不安スコア修正

スマホ画面

面談日
2020/02/09

備考
初診

PHQ9スコア
2

GAD7スコア
2

認知行動療法
個人 (高強度)

面談時間/1回
50分

確定

Copyright (C) 2010 - 2019 Chiba University All Rights Reserved.

PC画面

うつ不安スコア

面談日
2020/02/09

備考
初診

PHQ9スコア
2

GAD7スコア
2

認知行動療法
個人 (高強度)

面談時間/1回
50分

戻る 確定

Copyright (C) 2010 - 2019 Chiba University All Rights Reserved.

面談日、備考、スコア（PHQ9 / GAD7）、認知行動療法、面談時間を編集できるモードです。
面談管理(1-7)のPHQ-9またはGAD-7の数字をクリックすると表示されます。
各編集項目の入力ルールにつきましては、スコア登録画面入力ルール（1-5-3）をご確認ください。

- 「戻る」ボタンをクリックすると、スコアは変更されず、モードが閉じます。
- 「確定」ボタンをクリックすると、モードが閉じ、スコアが更新された状態の面談管理画面が表示されます。

1-9：面談情報の削除



スマホ画面



PC画面



登録されている面談情報を削除確認モーダルです。
削除確認モーダルには、削除対象の面談情報が表示されます。

- 上記の面談情報を確認した上で「確定」ボタンをクリックすると、モーダルが閉じ、該当の面談情報を削除されます。
- 「戻る」ボタンをクリックすると、スコアは変更されず、モーダルが閉じます。

※面談情報（うつ不安スコア）の削除後のデータの復元は行えません。
削除される場合は、十分に確認を行ってください。